MANUELLE AUFBEREITUNG FLEXIBLER ENDOSKOPE

SOFORTREINIGUNG AN DER LICHTQUELLE

- · Einführschlauch äußerlich mit einem in Reinigungslösung getränkten Einweg-Tuch abwischen
- · Kanäle mit reichlich enzymatischer Reinigungslösung durchspülen
- · Luft/Wasserzufuhr abwechselnd betätigen
- · Endoskop von Prozessor/Lichtquelle, Optikspülflasche und Absaugpumpe trennen
- Konnektor-Schutzkappen verwenden
- · Ventile und lose Komponenten entfernen

DICHTIGKEITSTEST

- · Dichtigkeitstester trocken konnektieren
- Trockentest nach Herstellerangaben durchführen
- Nasstest unter der Flüssigkeitsoberfläche durchführen. Herstellerangaben beachten!
- · Abwinkelung und Feststellrad betätigen. Ggf. Okular drehen
- Bei Druckabfall, Aufsteigen feinster Bläschen Dichtigkeitstest abbrechen, Endoskop abwischen, in Schutzfolie einschlagen und zur Reparatur einsenden

REINIGUNG AM AUFBEREITUNGSPLATZ

- alle zugänglichen Kanäle unter der Flüssigkeitsoberfläche bürsten. Geeignete Bürsten verwenden
- · Ventilzylinder, Ventile und abnehmbare Komponenten bürsten
- · Reinigungsadapter aufsetzen
- · alle Kanäle gründlich spülen
- · alle Kanäle mit Wasser zwischenspülen und ausblasen

INSTRU ZYM 1-3 % / 5 MIN.

INSTRU ZYM

3 %

DESINFEKTION

- Endoskop, Ventile und abnehmbare Komponenten vollständig in Desinfektionslösung einlegen
- · Reinigungsadapter anschließen, alle Kanäle befüllen
- · Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten beachten
- Endoskop entnehmen, zwischenspülen und ausblasen
- · Ventile, Distalkappen und abnehmbare Komponenten entnehmen und neutralisieren

INSTRU PLUS 5 % / 15 MIN. oder

INSTRU PLUS FORTE 3 % / 15 MIN.

SCHLUSSSPÜLUNG

 Außenmantel und alle Kanäle mit gerätespezifischen Adaptern oder einer Reinigungspistole gründlich mit mikrobiologisch einwandfreiem, besser sterilem Wasser spülen Mikrobiologisch einwandfreies, besser steriles Trinkwasser verwenden.

TROCKNUNG

- Endoskope, Ventile und abnehmbare Komponenten aus der Schlussspülung entnehmen
- · Wasserrückstände von außen entfernen
- alle Kanäle und elektrischen Kontakte mit keimfreier Druckluft gründlich trocknen
- · auf vollständige Schlusstrocknung vor Lagerung achten!
- Schutzkappen und Adapter entfernen

SAUBERKEIT- UND FUNKTIONSKONTROLLE

- · Distales Ende und Ventile mit Lupe auf Sauberkeit kontrollieren
- · Gummilippenventile auf Sauberkeit und Beschädigungen überprüfen
- · Kontrolle des Außenmantels und der Haftmanschetten
- · Abwinklungssegment, Zugseile und Feststellrad prüfen
- · O-Ringe und Endoskopventile sparsam mit Silikonöl benetzen
- Endoskop auf Schäden kontrollieren, Dichtungen und Ventile prüfen

LAGERUNG - TRANSPORT

- · Benutzte und aufbereitete Endoskope getrennt transportieren. Geschlossene Wannen verwenden
- Endoskope trocken, staubgeschützt und hängend lagern
- Ventile, distale Endkappen und abnehmbare Komponenten getrennt lagern

Anmerkung:

Vor der ersten Anwendung nach dem Wochenende wird empfohlen, eine Desinfektion durchzuführen.

<u>AUFBEREITUNG OPTIKSPÜLSYSTEM</u>

<u>Herstelleranleitungen unbedingt beachten!</u> manuelle Reinigung:

Zerlegen, reinigen und ggf. bürsten, Reinigungsadapter verwenden.

Ultraschallreinigung:

Frequenz: 37 bis 47 kHz, Dauer: 5-10 Minuten.

• Spülen, Trocknen und Verpacken

Dampfsterilisation:

Verfahren: Fraktioniertes Vorvakuum

Universalprogramm: 134° C , Dauer: 5 Minuten, 2 bar

Verpackt, staubgeschützt lagern

INSTRU ZYM 3 % / 5 MIN.

Autoklav: 134°C / 5 MIN. - 2 bar

